



azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: **CAPSULE HEALSEE "1" BIANCO**
Product **CAPSULE HEALSEE "1" WHITE**

SPECIFICA SPECIFICATION	METODO METHOD	Lim. Inf. - Lim. Sup. Lower Lim. - Upper Lim.	u.m.
Identificazione gelatina <i>Identification gelatin</i>		Conforme <i>Conform</i>	
Tempo di disintegrazione <i>Disintegration time</i>		≤ 15	min
Viscosità <i>Viscosity</i>		≥ 60	mm ² /s
Solfiti <i>Sulphites</i>		≤ 50	ppm
Contenuto Lubrificante <i>Lubrificant content</i>		$\leq 0,5$	%
Perdita all'essiccamento <i>Loss on drying</i>		12,5 - 17,5	%
Ceneri solforiche <i>Sulphated ash</i>		$\leq 6,0$	%
Metalli pesanti <i>Heavy metals</i>		≤ 10	ppm
Cromo <i>Chromium</i>		$\leq 2,00$	ppm
Arsenico <i>Arsenic</i>		$\leq 2,000$	ppm
Piombo <i>Lead</i>		$\leq 1,00$	ppm
Cadmio <i>Cadmium</i>		$\leq 1,00$	ppm
Mercurio <i>Mercury</i>		$\leq 0,100$	ppm
Conta batterica totale <i>Total bacteria count</i>		≤ 1.000	CFU/g

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell



azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: **CAPSULE HEALSEE "1" BIANCO**
Product **CAPSULE HEALSEE "1" WHITE**

Conta totale lieviti e muffe <i>Total count yeasts and moulds</i>		<=100	CFU/g
E.coli <i>E.coli</i>		Assente/1g <i>Absence/1g</i>	
Salmonella <i>Salmonella</i>		Assente/10g <i>Absence/10g</i>	
Staphylococcus aureus <i>Staphylococcus aureus</i>		Assente/1g <i>Absent/1g</i>	
Pseudomonas aeruginosa <i>Pseudomonas aeruginosa</i>		Assente/1g <i>Absent/1g</i>	
Revisione Capitolato <i>Specification Revision</i>		1	
Data Approvazione <i>Approval Date</i>		15/10/2020	

Composizione / Composition:

Gelatina / Gelatin: % cappuccio/cap qsp 100 , % corpo/body qsp 100

Titanio biossido / Titanium dioxide (E171): % cappuccio/cap 1,5000 , % corpo/body 1,5000

Caratteristiche / Characteristics:

Peso / Weight: 75 ± 6 mg

Lunghezza (chiuse) / Length (closed): 19.3 ± 0.5 mm

Lunghezza corpo / Body length: 16.5 ± 0.4 mm

Lunghezza cappuccio / Cap length: 9.8 ± 0.4 mm

Diametro esterno / External diameter: Corpo / Body: 6.61 - 6.69; Cappuccio / Cap: 6.9 - 7.0

Volume / Volume: 0.5 ml

Conforme a / Compliant with: Versione corrente Ph.Eur., USP, JP, EU Direttiva EC No. 231/2012 / Current versions of Ph.Eur., USP, JP, EU Directive EC No. 231/2012.

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell



azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA

TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto: **CAPSULE HEALSEE "1" BIANCO**
Product *CAPSULE HEALSEE "1" WHITE*

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta

Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall'obbligo di identificare il prodotto prima dell'impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request

The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising by the use of the products we sell